

池田ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803620800000
ダム名	池田ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803620800000	30803620800000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	池田ダム	池田ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:26	10:14	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	6.0	6.6	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	9.0	7.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	>9.0	>7.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	88.26	88.26	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	41.00	41.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	30.39	30.39	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	25	26	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	1,600		
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L		600	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	2,400		
車軸藻綱	Cosmarium属	細胞数/L	200	600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L		2,800	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	1,400	3,600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	600	1,200	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	2,800		
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	200		
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	1,200	2,200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	1,200	1,200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	63,000	54,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		1,800	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	13,000	17,000	
珪藻綱	Frustulia属	細胞数/L	400		
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	3,400	4,200	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	29,000	12,000	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	200		
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	14,000	5,800	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L	200		
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	400		
		合 計	135,800	107,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	20	15	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:09	10:46	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.7	7.4	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	55.0	38.9	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.0	6.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	311.68	311.68	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.17	2.17	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	38.30	38.30	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	25	26	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	51,000	86,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L		800	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L		1,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	2,400	2,400	
車軸藻綱	Mougeotia属	細胞数/L		400	
車軸藻綱	Staurostrum属	細胞数/L	800	600	
車軸藻綱	その他のツツミモ科緑藻	細胞数/L	19,000	13,000	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata	細胞数/L	600		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	4,000	8,000	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200		
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	2,800	3,200	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	5,600	4,600	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	11,000	15,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	600	3,200	
珪藻綱	Achnanthisdium属(広義)	細胞数/L	1,400	2,200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,400	2,400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	1,400	2,000	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	11,000	37,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200	5,400	
		合 計	114,200	188,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	19	24	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	29.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	13	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	227.74	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.30	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	5.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	21	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Ankyra-Schroederia属	細胞数/L	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	5,200	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f. japonica	細胞数/L	84,000	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata	細胞数/L	190,000	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	54,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	600	
珪藻綱	Achnanthidium属(広義)	細胞数/L	1,400	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	600	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	800	
	合 計		346,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		21	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	66.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.4	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	5	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	440.03	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.03	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	21	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	4,400	
緑藻綱	Ankistrodesmus属	細胞数/L	600	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	600	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	400	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	13,000	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	600	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	1,000	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	26,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	8,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	400	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	細胞数/L	15,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L	400	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	2,000	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	2,800	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	1,000	
	合 計		81,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		21	出現した種類数を記入する。